


# GlutenTox® SticksPlus



## Rápido y Fiable

GlutenTox® Sticks Plus es un kit rápido de detección de gluten para alimentos y bebidas, válido también para análisis de superficies. GlutenTox Sticks Plus contiene el anticuerpo anti-gliadina G12 que reconoce específicamente la fracción más inmunogénica de gluten que desencadena la reacción en los pacientes celíacos.

## Ventajas GlutenTox® Sticks Plus:

- » Límite de detección 3 ppm (<20 ppm se considera “sin gluten”)
- » Proceso fácilmente adaptable al tipo de muestra
- » Específico para detectar la fracción tóxica de gluten de trigo, cebada, centeno y raras variedades de la avena
- » No existe reacción cruzada con soja, arroz ni maíz

# GlutenTox® Sticks Plus es una **herramienta práctica** para el control de contenido de gluten en sus productos alimenticios.

Cada kit contiene 25 test para análisis de gluten.

## Aplicaciones industriales

- » Control de calidad interno en línea de producción
- » Control de la contaminación por trazas de gluten en alimentos y superficies de trabajo
- » Monitorización de la eliminación del gluten
- » Implementación y cumplimiento de HACCP, ISO 22000, BRC, y conformidad IFS

Nombre del Producto	Núm. de Orden	Núm. de Referencia	Cantidad
GlutenTox® Sticks Plus	KIT3005	KT-5340	25 sticks

Licencia exclusiva del CSIC.



[www.hygiene.com](http://www.hygiene.com)