



InSite® | *L. mono* Glo

Teste ambiental rápido
para as espécies
Listeria e *L. mono*

O InSite® *L. mono* Glo da Hygiena® detecta espécies de *Listeria* e *L. monocytogenes* de superfícies em menos de 48 horas. O teste duplo muda de cor na presença de espécies de *Listeria*, enquanto a luz UV revela a presença de *L. mono*. O dispositivo de teste completo e autônomo reduz os riscos de contaminação cruzada da amostra que são comuns com outras técnicas de teste.



Benefícios

- Nenhum equipamento de laboratório complexo necessário;
- A ponta grande da esponja pré-umedecida maximiza a coleta de amostras;
- O reagente neutralizante minimiza a interferência do desinfetante;
- Meio de enriquecimento seletivo para maximizar a detecção de *Listeria*;
- Mudança de cor fácil de interpretar;
- A fluorescência UV indica *Listeria* patogênica;
- Resultados positivos presumidos em 24 horas, resultados negativos em 48 horas;
- Compatível com os Instrumentos do Sistema BAX® como enriquecimento primário;
- Dispositivo de teste tudo-em-um reduz tempo, custo e mão de obra em relação aos métodos tradicionais de triagem.

Sensibilidade

- Detecta até <10 UFC de *Listeria* spp;
- Sensível a <10 UFC *L. mono*;
- Validado internamente em relação ao método ISO para 100% de inclusão / 95% de exclusividade;
- Validação do Método de Teste de DesempenhoSM AOAC RI.


Interpretação de Resultados

LUZ NATURAL			
NEGATIVA	LISTERIA SPP.	LISTERIA SPP.	LISTERIA SPP.
—	+	+	+
			
AMARELO	MANCHAS	CINZA	PRETO
PRESUMPTIVE POSITIVE FOR LISTERIA SPP.			

LUZ UV	
LISTERIA SPP.	L. MONO
+	+
	
SEM FLUORESCÊNCIA	FLUORESCÊNCIA VERDE
NEGATIVO PARA L. MONO	POSITIVO PARA L. MONO

Nº do Produto (REF)	Descrição	Quantidade
ILMG050	InSite <i>L. mono</i> Glo (Espécies de <i>Listeria</i> Ambiental e Teste <i>L. mono</i>)	50

Procedimento InSite® L. mono Glo



Produtos Relacionados

InSite® *Listeria*

Para instalações que não desejam rastrear *Listeria* patogênica, a Hygiena oferece InSite *Listeria*, que é um teste de espécies de *Listeria* ambiental independente e fácil de usar. Cada dispositivo contém um líquido cromogênico com antibióticos, estimuladores de crescimento e compostos que mudam de cor específicos para *Listeria*.



InSite® *Salmonella*

InSite *Salmonella* é um teste ambiental de espécies de *Salmonella* que é independente, fácil de usar e não requer equipamentos de laboratório caros. Cada dispositivo contém um líquido cromogênico com antibióticos, promotores de crescimento e compostos que mudam de cor específicos para *Salmonella*.



Incubadoras Digitais de Bloco Seco

Projetadas especificamente para dispositivos de teste Hygiena, nossas incubadoras digitais de bloco seco estão disponíveis em dois tamanhos diferentes e vêm em várias configurações.



Instrumentos BAX® System Q7

Os instrumentos do sistema BAX usam tecnologia PCR avançada para identificar com precisão e confiabilidade os patógenos de origem alimentar em matérias-primas, produtos acabados e amostras ambientais. Os testes automatizados baseados em DNA fornecem resultados rápidos para 20 testes para patógenos como *Salmonella*, *Listeria* e *E. coli*.



Nº do Produto (REF)	Descrição	Quantidade
ILC050/ILC100	InSite <i>Listeria</i> (Teste Ambiental de Espécies de <i>Listeria</i>)	50/100
IS050	InSite <i>Salmonella</i> (Teste Ambiental de Espécies de <i>Salmonella</i>)	50
INCUBATOR	Incubadora Digital de Bloco Seco de Formato Pequeno	1
INCUBATOR2	Incubadora Digital de Bloco Seco em Formato de Laboratório	1
Ver Catálogo	Instrumento BAX System Q7	1