



SpotCheck Plus

Dispositivo de detección de residuos de glucosa y lactosa

SpotCheck Plus de Hygiena detecta la presencia de glucosa y lactosa en una superficie como indicador rápido de la higiene de la misma. Si se torna verde, ¡no está limpia!


Beneficios

- Dispositivo todo en uno
- Resultados de color fáciles de interpretar: cuanto más glucosa/lactosa haya, más rápido y oscuro será el cambio de color
- La validación instantánea de la higiene de las superficies permite tomar medidas correctivas de inmediato
- No se necesita instrumentación
- Resultados en 60 segundos
- 100% reciclable

Sensibilidad


Detecta hasta 2,5 μ moles de D-glucosa o 5,0 μ moles de lactosa en 60 segundos

Resultados en color



N.º de producto	Descripción	Cantidad
GL100	SpotCheck Plus	100

Procedimiento SpotCheck Plus




Productos relacionados

EnSURE® Sistema de monitoreo táctil

EnSURE Touch es el sistema de control de calidad de nueva generación. Proporciona una verificación de saneamiento rápida y precisa para apoyar tu programa de inocuidad alimentaria. EnSURE Touch cuenta con una pantalla táctil de 5", conexión inalámbrica y software basado en la nube.

EnSURE Touch está diseñado para adaptarse a tu lugar de trabajo, proporcionando los datos que necesitas para el seguimiento correcto de la cadena de suministro en varios centros, auditoría y gestión de riesgos, y prevención de retiros de productos.



EnSURE Touch y Base de carga táctil

AllerSnap®

AllerSnap es una prueba colorimétrica de prevención de alérgenos para el cribado de alérgenos de amplio espectro en 15 - 30 minutos. AllerSnap detecta hasta 3 µg de proteína.



PRO-Clean® Prueba de residuos de proteínas

PRO-Clean es un dispositivo rápido y fácil de usar para controlar la limpieza de las superficies y garantizar la calidad del producto. PRO-Clean detecta los residuos proteínicos que quedan en una superficie después de limpiarla y ofrece resultados en 1 - 10 minutos sin necesidad de instrumentación.



CalCheck Dispositivo de verificación de calibración LED



N.º de producto	Descripción	Cantidad
ALS-100	AllerSnap® Prevención de alérgenos de alta sensibilidad	100
PRO100	PRO-Clean® Prueba de residuos de proteínas	100
ETOUCH	EnSURE® Sistema de monitorización táctil	1
EDOCK	EnSURE® Base de carga táctil	1
CAL	CalCheck Dispositivo de verificación de calibración LED	1