


AlerTox® Sticks

Les tests rapides de détection des allergènes dans les aliments, les boissons et les surfaces relatif au contrôle interne de la qualité



Crustacé



Oeuf



Soja



Poisson



β -Lactoglobulin



Arachide



Graine de Moutarde



Caseine



Graine de Sésame



Lait Total



Noisette



Noix



Amande



Les avantages des AlerTox® Sticks:

- Rapide et Fiable
- Aucune réactivité croisée
- Résultats en 10 minutes
- Haute sensibilité

Les AlerTox® Sticks sont des outils pratiques pour contrôler la teneur en allergènes des matières premières, des produits finis et des surfaces de travail.

Application industrielle

- Semi-quantification des allergènes dans les aliments
- Contrôle de la qualité des produits alimentaires
- Trace de contamination allergène dans les aliments, les liquides et surfaces
- Utilisation dans les cadres réglementaires des plans de contrôle : HACCP, ISO22000, BRC, IFS



Nom du produit	N° de commande	Quantité
AlerTox® Sticks Egg	KIT3025	10 tests
AlerTox® Sticks β -Lactoglobulin	KIT3018	10 tests
AlerTox® Sticks Casein	KIT3021	10 tests
AlerTox® Sticks Total Milk	KIT3015	10 tests
AlerTox® Sticks Crustacean	KIT3036	10 tests
AlerTox® Sticks Fish	KIT3038	10 tests
AlerTox® Sticks Mustard Seed	KIT3040	10 tests
AlerTox® Sticks Soy	KIT3028	10 tests
AlerTox® Sticks Hazelnut	KIT3035	10 tests
AlerTox® Sticks Almond	KIT3033	10 tests
AlerTox® Sticks Walnut	KIT3092	10 tests
AlerTox® Sticks Peanut	KIT3094	10 tests
AlerTox® Sticks Sesame	KIT3096	10 tests

NOTE: Comme pour tout test qualitatif ou semi-quantitatif, les résultats devraient être périodiquement validés par un test quantitatif réalisé dans un laboratoire externe.