



SuperSnap® | Teste ATP Ultra Sensível

O teste de ATP de superfície de alta sensibilidade SuperSnap® é o teste de ATP mais sensível da linha de dispositivos ATP da Hygiena®. Projetado para funcionar com todos os luminômetros Hygiena, o SuperSnap detecta níveis extremamente baixos de ATP. Ao incorporar o SuperSnap em um programa de segurança alimentar, os riscos e desafios são reconhecidos em tempo real, para que as ações corretivas possam ser implementadas de forma eficaz.

Benefícios

- O design patenteado do dispositivo garante a máxima coleta e recuperação de amostras;
- O reagente estável líquido mais sensível detecta os níveis mais baixos de ATP;
- Perfeito para atender aos mais altos padrões de higiene da indústria de alimentos e bebidas;
- O reagente robusto é resistente aos efeitos do sanitizante;
- Plástico 100% reciclável.


Sensibilidade

- 4 vezes mais sensível que os testes de ATP de superfície UltraSnap®;
- 100 vezes mais sensível do que outros sistemas no mercado quando usado com os sistemas de monitoramento EnSURE® e EnSURE® Touch;
- 5 vezes mais resistente a sanitizantes à base de ácidos;
- 10 vezes mais resistente a sanitizantes de base alcalina.

Sistema Hygiena	Limite de Detecção SuperSnap				
femtomoles ATP ATP (mol)	10 fmol 1x10 ⁻¹⁴	1 fmol 1x10 ⁻¹⁵	.1 fmol 1x10 ⁻¹⁶	.01 fmol 1x10 ⁻¹⁷	.001 fmol 1x10 ⁻¹⁸
SystemSURE Plus	●	●	●	●	●
EnSURE	●	●	●	●	●
EnSURE Touch	●	●	●	●	●

Catálogo Nº	Descrição	Quantidade
SUS3000	SuperSnap Teste ATP Ultra Sensível	100

Procedimento SuperSnap



Veja uma demonstração instrucional em [HygienaTV](#) em [HygienaTV](#)

Produtos Relacionados

Sistema de Monitoramento EnSURE Touch

O EnSURE Touch é o sistema de monitoramento de qualidade de última geração. Ele fornece verificação de saneamento rápida e precisa para apoiar seu programa de segurança alimentar. O EnSURE Touch possui uma tela sensível ao toque de 5", tecnologia de sincronização sem fio e software baseado em nuvem e prevenção de recall.



UltraSnap Teste de Superfície ATP

UltraSnap é um teste de superfície ATP fácil de usar projetado para uso com luminômetros Hygiena. Este teste tudo-em-um contém um swab pré-umedecido para recuperação ideal da amostra. Um reagente estável a líquidos exclusivo oferece reprodutibilidade e robustez superiores. A tecnologia patenteada Snap-Valve da Hygiena facilita a ativação.



AquaSnap® Total y AquaSnap® Livre

AquaSnap mede o ATP encontrado em amostras líquidas, utilizando uma ponta coletora em forma de colmeia para coletar consistentemente 100 µl de amostra líquida.

AquaSnap está disponível nos formatos Total e Free para monitorar a atividade microbiana e não microbiana em amostras de água.



Catálogo N°	Descrição	Quantidade
ETOUCH	Sistema de Monitoramento EnSURE Touch	1
US2020	UltraSnap Teste de Superfície ATP	100
AQ-100X	AquaSnap Teste ATP Total de Água	100
AQ-100FX	AquaSnap Teste ATP Livre de Água	100